

## ATT FLYGA MED PAWS

### VAD GÄLLER?

Om du p g a funktionsvariation behöver ta med dig eldrivet hjälpmedel på resan så får du transportera detta som incheckat bagage. Du kan läsa mer om detta på svenska på Transportstyrelsens hemsida

<https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygresenar/Bagage/Vad-far-jag-ta-med-mig-ombord/Batteridrivna-rullstolar/>

Även om ovanstående avser internationella regler får varje flygbolag själva tolka regelverket eller tillämpa egna regler. Du måste därför alltid själv kontrollerar med det specifika flygbolaget om vad som gäller när du bokar din biljett.

### NOTERA

- Alla batterier som tas med måste vara godkända för flyg. Alla våra flygbatterier för PAWS är testade och godkända enligt den internationella standarden UN38.3
- Batterierna får ha en maximal effekt om 300Wh (300Wh i hjälpmedlet och 300Wh i reserv). PAWS resebatteri har en kapacitet på 278Wh
- i vissa fall vill flygbolaget att ett eller båda batterierna tas loss (det ena räknas som reservbatteri). Det / de batteri /er du tar med som handbagage måste vara skyddade mot kortslutning. Detta kan du lösa genom att tejpa över kontakterna

### SÅ HÄR GÖR DU

När du beställer en flygresan bör du alltid informera flygbolaget i förväg om att du ska ta med dig ett elektriskt hjälpmedel och följa deras instruktioner. Ge flygbolaget detaljerad information om detta i samband med bokningen.

Vid flygning kan resebatterierna användas. De har följande specifikationer:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| • Benämning     | Batteri PAWS                 |
| • Artikelnummer | EBB0048B-A                   |
| • Spänning      | 48 V                         |
| • Kapacitet     | 5,8Ah, (278 Wh) per batteri. |
| • Typ           | Lithium                      |
| • Vikt          | 2500g / st                   |
| • Storlek       | L:410 mm, H: 105 mm, B: 85mm |
| • Godkännande   | UN38.3 IATA 2.3.2.4          |

När du checkar in kommer assistanspersonalen att förse dig med en manuell rullstol. Du får därefter ta med din PAWS till inlämning av specialbagage. Du bör absolut ha din PAWS packad i en stabil väska, det finns olika alternativ bl a för barnvagnar att köpa. Ett annat alternativ är att hyra en väska från Air Shells [www.airshells.com](http://www.airshells.com)