



TGA är en vårdarstyrd hjälpmotor som monteras under rullstolen och styrs från en enkel kontrollbox som monteras på rullstolens körhandtag. TGA är avsedd för rullstolsbrukare som behöver hjälp att manövrera rullstolen av vårdare eller anhöriga. När rullstolen blir för tung att köra

TGA

- ✓ Vårdarstyrd
- ✓ Hastigheten regleras steglöst
- ✓ Kör upp till 16 km på en laddning
- ✓ Maxhastighet 6,4 km/tim
- ✓ Total vikt från 12,5 kg (inkl batteri)
- ✓ Max. brukarvikt 115 kg (inkl. stol)
- ✓ Heavy Duty - max. brukarvikt 203 kg (inkl. rullstolen)



avlastar TGA så att det blir lättare att ta sig fram. TGA är lätt att styra och använda. Det finns bara två reglage på kontrollboxen som styr hastigheten respektive framåt-/bakåtkörning. Med TGA kan hastigheten justeras steglöst och det går att köra upp till 16 km på en laddning.

MODELL	HMI-NR.	ARTIKELNUMMER
TGA POWERBACK, 2 HJUL	40483	880700001013
TGA POWERBACK HEAVY DUTY, 2 HJUL	40513	880700001016

TEKNISKA DATA	
PRODUKTVIKT	FRÅN 12,5 KG (INKL BATTERI)
MAXHASTIGHET	6,4 KM/TIM
RÄCKVIDD, FULL LADDNING	UPP TILL 16 KM



TGA kan användas på i princip alla rullstolsmodeller på marknaden och är lätt att montera och demontera.

Det är möjligt att använda samma TGA på flera rullstolar.